

行业：化工

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 进货及最终检验 ▪ 原材料控制、混合比例控制 ▪ 水中的尿素浓度 ▪ 有机溶剂质量控制 ▪ 液体中间体表征 ▪ 酸浓度测定	• 酸、碱 • 溶解盐 • 溶剂 • 原材料 • 尿素	▪ 精确温度控制 ▪ 宽测量范围 ▪ 多种标度 / 方法 ▪ 耐化学性	▪ ASTM D4052 ▪ EN/ISO 15212	▪ DS7800

行业：制药

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 液体样品表征 ▪ 液体药物与活性物质的质量控制 ▪ 进货及最终检验 ▪ 原材料控制、混合比例控制	• 氨基酸与蛋白质 • 血清、类固醇、激素、抗生素 • 输液溶液 • 尿液	▪ 准确度 ▪ 符合标准	▪ 药典（USP、BP、JP、欧洲药典） ▪ 21 CFR Part 11	▪ DS7800

行业：食品与饮料

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 软饮料中的糖含量 ▪ 烈酒的酒精浓度（体积百分比） ▪ 果汁的pH值 ▪ 葵花籽油的加德纳色度..... ▪ 质量控制测试 ▪ 原材料控制、混配比例控制 ▪ 酿酒师：葡萄汁、葡萄醪、葡萄酒、起泡葡萄酒利口酒的质量控制	• 饮料行业：调味品、果汁、糖浆、软饮料、烈酒、蒸馏酒、混合乳饮料。 • 食品行业：果酱、柑橘果酱、蜂蜜、糖（蔗糖、葡萄糖或果糖）、糖浆、调味品 / 调味品（芥末、番茄酱、蛋黄酱等）、酱汁、油。	▪ 测量快速、操作简便 ▪ 易于清洁 ▪ 精确温度控制 ▪ 宽测量范围 ▪ 多种标度 / 方法	▪ AOAC ▪ OIV ▪ ASBC ▪ ICUMSA ▪ ASTM ▪ ISO ▪ AOAC ▪ OIML ▪ DIN	▪ DS7700 ▪ DS7800

AI翻译，仅供参考

行业：生物燃料

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 原材料及成品的质量控制	• 生物乙醇 • 生物柴油（FAME）	▪ 精确温度控制 ▪ 耐化学性	▪ EN/ISO 12185 ▪ EN 14214 ▪ ASTM D4052	▪ DS7800

行业：制糖

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 测定原材料、初级产品、中间产品及最终产品的糖浓度 ▪ 测定%Brix ▪ 糖及其初级产品的纯度 ▪ 糖浆浓度	• 甘蔗 • 甜菜渣 • 糖蜜、精制糖 • 糖浆、转化糖、葡萄糖 • 玉米糖浆等	▪ 操作简便 ▪ 易于清洁 ▪ 提供Brix标度	▪ ICUMSA	▪ DS7700 ▪ DS7800

行业：化妆品、香精与香料生产

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 原材料及辅助材料的质量控制 ▪ 贵重精油的纯度测量 ▪ 保证香水质量的一致性 ▪ 符合灌装量要求 ▪ 结合比重与折射率测量，确保香料的准确组成	• 乳霜、软膏、膏剂、乳液、乳化液 • 香水、香味物质 • 洗发水、肥皂 • 精油	▪ 精密度 ▪ 耐化学性 ▪ 样品量小	▪ AOAC ▪ 药典（USP、BP、JP、欧洲药典） ▪ EN/ISO 15212	▪ DS7800

行业：石油化工

应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 按API等级进行测量 ▪ 石油化工产品分类 / 表征 ▪ 自动黏度修正 ▪ 燃料与添加剂的质量控制	• 燃料 • 添加剂 • 油、润滑油	▪ 耐化学性 ▪ 操作简便	▪ DIN 51757 ▪ ISO 12185 ▪ IP 365/84 ▪ ASTM D 1250, ASTM D 4052, ASTM D 5002, ASTM D 5931	▪ DS7800

AI翻译，仅供参考

法律指南 / 法规				
应用	物质	要求	标准	密度仪
▪ 燃料掺假 ▪ 错误申报酒精浓度	• 烈酒 • 葡萄酒	▪ 精密度 ▪ 符合标准	▪ ASTM D4052 ▪ EC 2870/2000, EC 355/2005, EC 128/2004 ▪ EEC 2676/90	▪ DS7800

教学培训				
应用	物质	要求	标准	密度仪
培训实验室中的教学培训	多种物质	操作简便 价格具有吸引力	▪ ASTM D4052	▪ DS7700



产品演示

了解我们的测量仪器 - 只需轻点一下!

我们可以为您进行现场产品演示，也可从汉堡实验室通过视频会议直接进行演示，让您实时了解我们的测量仪器。

AI翻译，仅供参考



让我们帮助您选择最高效的测量方法以及最合适的测量仪器。

- 与我们一起进行实时测量，并获得有关方法设置、样品温度控制、清洁、维护及校准的宝贵专家建议。
- 了解我们的直观软件、数据完整性系统、审计追踪或三级用户管理。
- 我们乐于解答有关21 CFR Part 11、GAMP5评估、GMP、USP及您所在行业其他重要标准与指南的任何问题。
- 我们也乐于提供有关使用可溯源校准标准进行仪器校准，以及DQ、IQ、OQ、确认与验证方面的信息。



视频会议 - 简单、快速、高效

- 您只需一台连接互联网的电脑。
- 我们将安排会议日期与时间，并通过电子邮件向您发送链接。
- 您只需在约定时间点击链接。
- 随后线上会议开始，您将与我们的培训人员连线。
- 此时您可以通过视频直播实时了解我们的仪器及其用途、功能与操作。

AI翻译，仅供参考